

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc2A13 Pour Wb, Elisa - Q96Qe2

Numéro d'article: CM0030728

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC2A13 (HMIT), un co-transporteur protonique de myo-inositol, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Pour la recherche en neurosciences et sur les transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC2A13 pAb de lapin
Remarques / Alias	HMIT; SLC2A13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 564-648 de la SLC2A13 humaine (NP_443117.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96QE2
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace