


Anticorps Polyclonal Anti-Slc30A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M5

Numéro d'article: CM0025046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SLC30A1/Transporteur de zinc 1, pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Il étudie le transport du zinc/calcium, la cuproptose et la protection contre l'influx de métaux lourds. Optimisé pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC30A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
Espèce	Humain
ID du gène	7779
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 328 et 507 de la protéine SLC30A1 humaine (NP_067017.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6M5
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace