

Anticorps Polyclonal Anti-Slc35D3 Pour Wb, Elisa - Q5M8T2

Numéro d'article: CM0023235

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SLC35D3 (ID de gène : 340146) validé pour WB et ELISA. Détecte le SLC35D3 humain, un transporteur probable d'UDP-glucose impliqué dans la fonction des vésicules synaptiques et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC35D3
Remarques/Alias	FRCL1 ; SLC35D3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	340146
ID de gène	340146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-390 du SLC35D3 humain (NP_001008783.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5M8T2
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace