

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc39A8 Pour Wb, Elisa - Q9C0K1

Numéro d'article: CM0024087

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC39A8 humain (ZIP8), validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Convient pour l'étude du transport du zinc/manganèse, de la régulation immunitaire et de l'homéostasie des métaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SLC39A8
Remarques/Alias	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64116
GeneID	64116
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du SLC39A8 humain (NP_071437.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9C0K1
Poids Moléculaire Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace