


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc47A1 (Mate1) Pour Wb Et Elisa - Q96FI8

Numéro d'article: CM0017336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC47A1/MATE1 humain validé pour WB et ELISA. Reconnaît le transporteur d'efflux multidrogué MATE1 humain et de rat ; idéal pour la recherche sur le transport des médicaments, l'excrétion et la toxicologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SLC47A1
Remarques/Alias	MATE1 ; SLC47A1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	55244
Identifiant du Gène	55244
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-550 du SLC47A1 humain (NP_060712.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96FL8
Poids Moléculaire Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace