


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc6A8 Pour Wb Et Elisa - P48029

Numéro d'article: CM0022954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC6A8 humain (transporteur de créatine), adapté pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Soutient la recherche sur le transport de la créatine dans le cerveau et les muscles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC6A8 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6535
GeneID	6535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 539-635 du SLC6A8 humain (NP_005620.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48029
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace