

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc9A6 Pour Wb Et Elisa - Q92581

Numéro d'article: CM0027447

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC9A6 pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Détecte l'échangeur sodium/hydrogène 6, impliqué dans la régulation du pH endosomal et le neurodéveloppement. Idéal pour la recherche en neurosciences et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC9A6 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10479
GeneID	10479
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 542-701 du SLC9A6 humain (NP_001036002.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q92581
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace