


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slfn12 Pour Wb Et Elisa - Q8Iym2

Numéro d'article: CM0019689



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SLFN12 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier l'apoptose induite par les œstrogènes, la dégradation de l'ARNr et les voies de différenciation cellulaire. SWISS : Q8IYM2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLFN12
Remarques/Alias	SLFN3 ; SLFN12
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55106
Identifiant du gène	55106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-390 du SLFN12 humain (NP_001275938.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IYM2
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace