

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slug Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43623

Numéro d'article: CM0018297

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Slug validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte Slug/SNAI2 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la TEM et le cancer. - O43623

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Slug Rabbit pAb
Remarques/Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2; Slug
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6591
ID du gène	6591
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 21 et 120 de Slug humain (NP_003059.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43623
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant