


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smad2 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Numéro d'article: CM0025803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre le Smad2 humain, adapté aux applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[Validé KO] Smad2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4087
ID du Gène	4087
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Smad2 humain (NP_005892.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15796
Poids Moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace