


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smc3 (Smc3 Pab) Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Numéro d'article: CM0023246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SMC3 humaine, validé pour WB, IP et ELISA. Réagit avec la protéine SMC3 humaine et murine. Adapté pour la recherche sur la cohésion chromosomique, le cycle cellulaire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Espèce	Humain
GeneID	9126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 909-1199 de la protéine SMC3 humaine (NP_005436.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UQE7
Poids moléculaire de la protéine	142 kDa
Expédition	Sac de glace