


Anticorps Polyclonal Anti-Smpd1 / Asm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Numéro d'article: CM0024324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SMPD1/ASM humaine (sphingomyélinase acide). Validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier le métabolisme des sphingolipides, les troubles de stockage lysosomiaux et la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb Lapin SMPD1 / ASM
Remarques/Alias	ASM ; NPD ; ASMASE ; SMPD1 / ASM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-340 de la SMPD1 / ASM humaine (NP_000534.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17405
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace