


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snip1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tad8

Numéro d'article: CM0018846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNIP1 humain, validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Essentiel pour l'épissage des pré-ARNm, la signalisation NF- κ B et la biogenèse des miARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SNIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79753
ID de gène	79753
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du SNIP1 humain (NP_078976.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8TAD8
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace