


Anticorps Polyclonal Anti-Snrk Pour Wb Et Elisa - Q9Nrh2

Numéro d'article: CM0020933



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SNRK de haute qualité, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Cible la kinase apparentée à SNF impliquée dans la prolifération hématopoïétique et l'apoptose neuronale. Pour la recherche et l'utilisation en diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRK Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSNFRK; SNRK
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	54861
GeneID	54861
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-240 de la protéine SNRK humaine (NP_060189.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NRH2
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace