

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Snrnp70 Pour Wb Et Elisa - P08621

Numéro d'article: CM0007136



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant SNRNP70, validé pour le western blot et l'ELISA, avec réactivité sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du spliceosome et les U1 snRNP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] SNRNP70 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	RPU1 ; Snp1 ; U1AP ; U170K ; U1RNP ; RNP1Z ; SNRP70 ; U1-70K
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6625
GeneID	6625
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 201-300 de SNRNP70 (NP_003080.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08621
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace