

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snx3 Pour Wb Et Elisa - O60493

Numéro d'article: CM0028191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SNX3 humain (Sorting nexin-3), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le trafic endosomal, la fonction du complexe rétromère et la signalisation WNT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SNX3
Remarques/Alias	SDP3 ; Grd19 ; MCOP58 ; SNX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8724
GeneID	8724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-162 du SNX3 humain (NP_003786.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60493
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace