


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Récepteur De La Somatostatine 2 (Sstr2) Pour Wb, Elisa - P30874

Numéro d'article: CM0002714



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le Récepteur de la Somatostatine 2 (SSTR2/SRIF-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études de signalisation des RCPG et des tumeurs neuroendocrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur de la Somatostatine 2 (SSTR2) mAc Lapin
Remarques/Alias	SST2; Récepteur de la Somatostatine 2 (SSTR2)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6752
ID de Gène	6752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-369 du Récepteur de la Somatostatine 2 humain (SSTR2) (NP_001041.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30874
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace