

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sox10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56693

Numéro d'article: CM0005293

Introduction

Anticorps monoclonal anti-SOX10 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la myélinisation du SNC et de la régulation transcriptionnelle. P56693.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX10 Lapin mAb
Remarques / Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6663
GenelD	6663
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de SOX10 humain (P56693).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56693
Poids de la protéine	31kDa/50kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace