

Anticorps Polyclonal Anti-Sox13 Pour Wb Et Elisa - Q9Un79

Numéro d'article: CM0022483

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SOX13, validé pour WB et ELISA.

Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle, le diabète et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Espèce	Humain
GeneID	9580
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 525-600 de la protéine humaine SOX13 (NP_005677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UN79
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace