

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox30 Pour Wb, Elisa - Q8Cgw4

Numéro d'article: CM0015139

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SOX30, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur la spermiogenèse, la signalisation Wnt et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX30 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SOX30
Espèce	Souris
GeneID (humain)	11063
GeneID	214105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de SOX30 murin (NP_775560.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8CGW4
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace