

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spc24 Pour Wb Et Elisa - Q8Nbt2

Numéro d'article: CM0024675



Introduction

Validez le rôle de SPC24 dans l'assemblage du kinétochore et la ségrégation des chromosomes avec cet anticorps polyclonal de lapin. Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec SPC24 humain et murin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	SPC24 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SPBC24 ; SPC24
Espèce	Humain
GeneID (humain)	147841
GeneID	147841
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-197 de SPC24 humain (NP_872319.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NBT2
Poids Moléculaire de la Protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace