

Anticorps Polyclonal Anti-Specc1L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yq0

Numéro d'article: CM0019478

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SPECC1L humain (Cytospin-A). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la cytokinèse, de l'organisation du fuseau et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPECC1L Rabbit pAb
Remarques/Alias	TBHS ; CYTSA ; GBBB2 ; TBHS1 ; OBLFC1 ; SPECC1L
Espèce	Humaine
ID du gène	23384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 500 de la SPECC1L humaine (NP_056145.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q69YQ0
Poids moléculaire	125 kDa
Expédition	Sac réfrigérant