

Anticorps Polyclonal Anti-Sphk2 Pour If/Icc Et Elisa - Q9Nra0

Numéro d'article: CM0028374

Introduction

Le pAc Lapin SPHK2 est un anticorps polyclonal dirigé contre la Sphingosine kinase 2 humaine, validé pour IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des sphingolipides, de l'apoptose et de la fonction mitochondriale dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin SPHK2
Remarques/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	56848
ID de Gène	56848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-654 de SPHK2 humaine (NP_064511.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NRA0
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace