

Anticorps Polyclonal Anti-Sprrr3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Numéro d'article: CM0015856

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SPRR3 humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les kératinocytes et l'enveloppe cornée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SPRR3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPRR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6707
GeneID	6707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la SPRR3 humaine (NP_005407.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBC9
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace