


Anticorps Polyclonal Anti-Sptlc1 Pour Wb, Elisa - O15269

Numéro d'article: CM0028890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPTLC1 validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Détecte SPTLC1 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des sphingolipides et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPTLC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Espèce	Humain
GeneID	10558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-310 de la SPTLC1 humaine (NP_006406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15269
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace