


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sqstm1/P62 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Numéro d'article: CM0016923



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SQSTM1/p62 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, la signalisation de l'ubiquitine et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8878
GeneID	8878
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13501
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace