


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srebp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12772

Numéro d'article: CM0015831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SREBP2 ciblant la protéine 2 de liaison à l'élément régulateur des stérols humain (Q12772). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude des voies de biosynthèse du cholestérol et du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SREBP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6721
GeneID	6721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-310 de SREBF2 humain (NP_004590.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12772
Poids de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace