

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srpk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Numéro d'article: CM0025583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SRPK1 (UniProt Q96SB4) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la phosphorylation des protéines SR, de la régulation de l'épissage et de la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRPK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRSK1; SRPK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6732
GeneID	6732
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 290-480 de SRPK1 humain (NP_003128.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SB4
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace