

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ssna1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43805

Numéro d'article: CM0013671

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SSNA1 validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur de nucléation des microtubules impliqué dans la branchaison des axones, la division cellulaire et la stabilité des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSNA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8636
GeneID	8636
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 de SSNA1 humain (NP_003722.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43805
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace