

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ssr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43308

Numéro d'article: CM0021001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SSR2 (TRAP-bêta), adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour l'étude de la rétention des protéines dans le RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSR2 pAb de lapin
Remarques/Alias	TLAP ; HSD25 ; TRAPB ; TRAP-BETA ; SSR2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6746
ID du gène	6746
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P43308
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace