


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ssrp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Numéro d'article: CM0015178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le SSRP1 humain (FACT80) validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la sous-unité du facteur d'élongation de la transcription de la chromatine ; idéal pour la recherche sur le remodelage des nucléosomes, la réparation de l'ADN et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSRP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Espèce	Humain
ID de gène	6749
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du SSRP1 humain (NP_003137.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08945
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace