


Anticorps Polyclonal Anti-St14 Pour Wb, Elisa - Q9Y5Y6

Numéro d'article: CM0024812



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ST14 de haute qualité pour les applications WB et ELISA. Cible le ST14 humain (matriptase), réagit de manière croisée avec la souris, et est idéal pour les études de l'activité protéasique et de la différenciation épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST14 Lapin pAb
Remarques/Alias	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6768
GeneID	6768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 566-855 du ST14 humain (NP_068813.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5Y6
Poids protéique	95kDa
Expédition	Sac de glace