

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-St3Gal1 Pour Wb Et Elisa - Q11201

Numéro d'article: CM0014773

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ST3GAL1 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en glycobiochimie et sur la sialylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ST3GAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GalIA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1
Espèce	Humain
GenelD	6482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-135 de ST3GAL1 humain (NP_003024.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q11201
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace