

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-St8Sia4 Pour Wb, Elisa - Q92187

Numéro d'article: CM0029474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ST8SIA4 humaine, une polysialyltransférase. Adapté pour le WB et l'ELISA. Immunogène dérivé des acides aminés 20-168 de la ST8SIA4 humaine. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST8SIA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PST ; PST1 ; SIAT8D ; ST8SIA-IV ; ST8SIA4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7903
GeneID	7903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-168 de la ST8SIA4 humaine (NP_778222.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92187
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace