


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat5B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

Numéro d'article: CM0016256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STAT5B pour Western blot, IHC et ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins. Détecte le transducteur de signal et activateur de transcription 5B (STAT5B, 90 kDa) impliqué dans la signalisation cytokinique. - P51692

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT5B Rabbit pAb
Remarques / Alias	STAT5; GHISID2; STAT5B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6777
Identifiant du gène	6777
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 594-794 de la STAT5B humaine (NP_003143.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51692
Poids de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace