

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Numéro d'article: CM0003198



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine STIP1 (Hop) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la STIP1 humaine, de souris et de rat ; immunogène : acides aminés 2-98 de la STIP1 humaine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | STIP1 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Remarques / Alias            | HOP ; P60 ; STI1 ; STI1L ; HEL-S-94n ; IEF-SSP-3521 ; STIP1                                                              |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                   |
| Identifiant du gène (Humain) | 10963                                                                                                                    |
| Identifiant du gène          | 10963                                                                                                                    |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-98 de la STIP1 humaine (P31948) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                    |
| Applications                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                      |
| SWISS                        | P31948                                                                                                                   |
| Poids de la protéine         | 63 kDa                                                                                                                   |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                             |