


Anticorps Polyclonal Anti-Stk38L Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2H1

Numéro d'article: CM0017534



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant STK38L (NDR2) pour WB, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la différenciation neuronale et les voies de signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK38L pAb de Lapin
Remarques/Alias	NDR2 ; STK38L
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23012
ID du gène	23012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-464 de STK38L humain (NP_055815.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2H1
Poids moléculaire protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace