


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strada Pour Wb Et Elisa - Q7Rtn6

Numéro d'article: CM0023095



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la STRADA humaine (protéine adaptatrice de kinase associée à STE20 alpha). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Adapté à l'étude de l'activation de LKB1/STK11 et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STRADA Rabbit pAb
Remarques/Alias	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; STRADA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	92335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-210 de la STRADA humaine (NP_699166.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7RTN6
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace