


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strip1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Vsl9

Numéro d'article: CM0018179



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STRIP1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Utilisation pour la recherche sur l'organisation du cytosquelette et les études du complexe STRIPAK ciblant la protéine Q5VSL9 révisée par UniProt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STRIP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAM40A; FAR11A; STRIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85369
GeneID	85369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 743-837 de la protéine STRIP1 humaine (NP_149079.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q5VSL9
Poids de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace