

Anticorps Polyclonal Anti-Stxbp1 Pour If/Icc, If-P, Elisa - P61764

Numéro d'article: CM0026136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STXBP1 de haute qualité, validé pour IF/ICC, IF-P et ELISA. Il détecte la STXBP1 (MUNC18-1) humaine et de rat, un régulateur clé de la fusion des vésicules synaptiques. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STXBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P67; DEE4; NSEC1; UNC18; N-Sec1; RBSEC1; unc-18A; unc18-1; MUNC18-1; STXBP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6812
ID du gène	6812
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P61764
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace