

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sub1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

Numéro d'article: CM0029929



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Anti-SUB1 détecte le coactivateur transcriptionnel p15 (PC4) avec des applications en WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Poids protéique attendu : 14 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SUB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P15 ; PC4 ; p14 ; SUB1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	10923
ID du Gène	10923
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de SUB1 humain (NP_006704.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P53999
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace