

Anticorps Polyclonal Anti-Sult1A2 Pour Wb, Elisa - P50226

Numéro d'article: CM0017912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sulfotransférase SULT1A2 humaine, adapté pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la SULT1A2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant la recherche sur le métabolisme des médicaments et la susceptibilité au cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SULT1A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6799
GeneID	6799
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 201-295 de la SULT1A2 humaine (NP_001045.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50226
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace