


Anticorps Polyclonal Anti-Sumo1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Numéro d'article: CM0019996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-SUMO1 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte SUMO1 chez l'Humain, la Souris, le Rat. Modificateur de type ubiquitine impliqué dans le transport nucléaire, la réparation de l'ADN et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DAP1 ; GMP1 ; PIC1 ; SMT3 ; UBL1 ; OFC10 ; SENP2 ; SMT3C ; SMT3H3 ; SUMO1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7341
GenelD	7341
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 de SUMO1 humain (NP_003343.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63165
Poids moléculaire protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace