

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sun2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uh99

Numéro d'article: CM0002970



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant SUN2 (UNC84B) humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le complexe LINC et la migration nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SUN2
Remarques/Alias	UNC84B, rab5IP, SUN2
Espèce	Humain
ID du gène	25777 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 618 et 717 de SUN2 humain (Q9UH99).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UH99
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace