


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Suox Pour Wb Et Elisa - P51687

Numéro d'article: CM0003148



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la SUOX humaine (sulfite oxydase). Validé pour Western blot et ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du soufre, de la fonction mitochondriale et de la réduction du nitrite liée à l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUOX Rabbit mAb
Remarques / Alias	SUOX ; sulfite oxydase
Espèce	Humaine
ID du gène	6821
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 100-200 de la SUOX humaine, P51687)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P51687
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace