


Anticorps Polyclonal Anti-Supt16H (Spt16) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Numéro d'article: CM0019952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SUPT16H (SPT16) de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la sous-unité SPT16 du complexe FACT humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SUPT16H (SPT16)
Remarques/Alias	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11198
GeneID	11198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-695 de la SUPT16H (SPT16) humaine (NP_009123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5B9
Poids de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace