


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Supt7L Pour Wb Et Elisa - O94864

Numéro d'article: CM0020277



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SUPT7L humain (sous-unité gamma 65 du complexe STAGA), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | SUPT7L Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias     | SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gamma); SUPT7L                                                                            |
| Espèce              | Homme                                                                                                                            |
| ID du gène (humain) | 9913                                                                                                                             |
| ID du gène          | 9913                                                                                                                             |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210 à 400 de SUPT7L humain (NP_001269658) |
| Source              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée  | Homme, souris, rat                                                                                                               |
| SWISS               | O94864                                                                                                                           |
| Poids moléculaire   | 46 kDa                                                                                                                           |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                  |