

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Survivine Pour Wb Et Elisa - O15392

Numéro d'article: CM0012608



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Survivine de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Survivine Lapin mAb
Remarques/Alias	API4; EPR-1; Survivine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	332
GeneID	332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la Survivine humaine (O15392).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O15392
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace