

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sycp3 Pour Wb, Elisa - Q8Izu3

Numéro d'article: CM0027490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SYCP3, une protéine spécifique du testicule du complexe synaptonémal essentielle pour la méiose et la fertilité masculine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée souris et rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SYCP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	50511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-236 de SYCP3 humain (NP_710161.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8IZU3
Poids Moléculaire Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace