


Anticorps Polyclonal Anti-Synj1 Pour Wb Et Elisa - O43426

Numéro d'article: CM0019919



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SYNJ1 humaine (Synaptojanine-1), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la SYNJ1 humaine et de rat (~173 kDa), une phosphatase des phosphoinositides impliquée dans l'endocytose synaptique et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYNJ1 Rabbit pAb
Remarques/alias	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8867
GeneID	8867
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la SYNJ1 humaine (NP_003886.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, rat
SWISS	O43426
Poids moléculaire	173 kDa
Expédition	Sac réfrigérant